

定期点検記録表 【区分: 訪問】

報告日	保存期間※	年 月 迄
-----	-------	-------

※ユーザ一機で必要であればご記入ください。

お客様情報	施設名		点検実施者	会社名	
	所在地			所 属	
	電話番号			点検日時	
	お客様担当者			氏 名	

印

■以下は、PSPが導入したすべてのサーバーを対象に調査する

機器情報	設置場所	サーバ型	HDD容量	ローカル C : 空き容量 [GB] / 合計容量 [149 GB]	ローカル D : 空き容量 [GB] / 合計容量 [128 GB]	ローカル E : 空き容量 [TB] / 合計容量 [16.3 TB]	調査一年間の使用容量	調査一年間の使用容量	調査一年間の使用容量	調査一年間の使用容量	約 年 月 迄
機器情報1	コンピュータ名	PSP-DCM-SV-01									約 年 月 迄
	IPアドレス	192.168.20.51									約 年 月 迄
	O S	Windows Server 2008R2 64bit									約 年 月 迄
	メモリ / CPU	32G / E5-2623 3.0GHz									約 年 月 迄
	製造元※										
機器情報2	設置場所	サーバ室									約 年 月 迄
	コンピュータ名	PSP-WEB-SV-01									約 年 月 迄
	IPアドレス	192.168.20.52									約 年 月 迄
	O S	Windows Server 2008R2 64bit									約 年 月 迄
	メモリ / CPU	32G / E5-2623 3.0GHz									約 年 月 迄
	製造元※	NEC									
機器情報3	設置場所	サーバ室									約 年 月 迄
	コンピュータ名	PSP-REP-SV-01									約 年 月 迄
	IPアドレス	192.168.20.53									約 年 月 迄
	O S	Windows Server 2008R2 64bit									約 年 月 迄
	メモリ / CPU	16G / E5-2603 1.6GHz									約 年 月 迄
	製造元※	NEC									

※製造元は「コントロールパネル」→「システム」などに表示される内容から確認する。

※「過去一年間の使用容量」の算出はXPSFVImageフォルダ等にある、DICOM、JPEG、THUM画像の1年分の合計容量を参照する。

■ PSP-DCM-SV-01

	点検対象	点検内容	点検方法	点検結果	備考	
ハード	サーバー本体	正常稼働の確認	本体前面のランプを確認する。特に、HDD稼働を示す「DISKランプ」が点灯していないことを調査する	<input type="checkbox"/> 問題なし <input type="checkbox"/> 問題あり <input type="checkbox"/> 点検実施せず (理由を備考欄に記入)		
	モニター	正常表示の確認	画面の色味の劣化、ちらつき、ゆがみなどが発生していないことを調査する	<input type="checkbox"/> 問題なし <input type="checkbox"/> 問題あり <input type="checkbox"/> 点検実施せず (理由を備考欄に記入)		
	周辺機器 ※UPS、外付けHDD含む	正常稼働の確認	周辺機器の前面ランプ等を確認し、点滅、消灯、エラーを示す点灯がないことを調査する	<input type="checkbox"/> 問題なし <input type="checkbox"/> 問題あり <input type="checkbox"/> 点検実施せず (理由を備考欄に記入)		
	マウス、キーボード	操作、入力の確認	マウスの軌跡はスムーズか、ダブルクリックの動作は正常か、メモ帳などに文字入力し、反応しないキーがないことを調査する	<input type="checkbox"/> 問題なし <input type="checkbox"/> 問題あり <input type="checkbox"/> 点検実施せず (理由を備考欄に記入)		
	ケーブル類	本体接続の確認	本体に差し込まれたコネクタのランプが点滅、消灯していないか、抜け、ゆるみはないか、ケーブルに傷はないかなど、目視または実際に触れてみて調査する	<input type="checkbox"/> 問題なし <input type="checkbox"/> 問題あり <input type="checkbox"/> 点検実施せず (理由を備考欄に記入)		
	イベントビューア	システムログの確認	「管理ツール」→「イベントビューア」→Windowsログを開き、6ヶ月もしくは前回検査の間に特定のエラー、警告などが発生していないことを調査する	<input type="checkbox"/> 問題なし <input type="checkbox"/> 問題あり <input type="checkbox"/> 点検実施せず (理由を備考欄に記入)		
		アプリケーションログの確認	「管理ツール」→「イベントビューア」→Windowsログを開き、6ヶ月もしくは前回検査の間に特定のエラー、警告などが発生していないことを調査する	<input type="checkbox"/> 問題なし <input type="checkbox"/> 問題あり <input type="checkbox"/> 点検実施せず (理由を備考欄に記入)		
	デバイスマネージャ	デバイスマネージャの確認	アイコンに「X」マークが出ていないかなど、使用できない装置がないことを調査する	<input type="checkbox"/> 問題なし <input type="checkbox"/> 問題あり <input type="checkbox"/> 点検実施せず (理由を備考欄に記入)		
ソフト	PowerChute	UPSの正常確認	「プログラム」→「APC Powerchute」を開き、「ステータス」が正常であり、バッテリー消耗などがいないことを調査する。 [リスクアセスメント]のリスクレベル値を右に記載 (リスクアセスメント :) (バッテリー稼働時間 :)	<input type="checkbox"/> 問題なし <input type="checkbox"/> 問題あり <input type="checkbox"/> 点検実施せず (理由を備考欄に記入)		
	NEO	Universal RAID Utility	RAIDアレイ、バッテリーの正常確認	「プログラム」→「Universal RAID Utility」→「RAIDビューア」からRAIDビューアを起動。バッテリーやディスクアレイにエラーが発生していないか調査する	<input type="checkbox"/> 問題なし <input type="checkbox"/> 問題あり <input type="checkbox"/> 点検実施せず (理由を備考欄に記入)	
			ログの確認	「プログラム」→「Universal RAID Utility」→「ログビューア」からログビューアを起動。エラーが発生していないことを調査する。	<input type="checkbox"/> 問題なし <input type="checkbox"/> 問題あり <input type="checkbox"/> 点検実施せず (理由を備考欄に記入)	
		ESRASユーティリティ	ログの確認	「プログラム」→「ESMPRO ServerAgent」→「ESRASユーティリティ」を選択。[最新情報]→「システムイベントログ」/「センサ設置情報」/「保守交換部品情報」からログを調査し、エラーが発生していないことを調査する	<input type="checkbox"/> 問題なし <input type="checkbox"/> 問題あり <input type="checkbox"/> 点検実施せず (理由を備考欄に記入)	
	統合ビューア	ログの確認	「プログラム」→「ESMPRO」→「統合ビューア」を選択。[オペレーティングログ]と「アラートビューア」が開くので、アラートビューアのログ、そして「オペレーティングログ」からサーバーを右クリックして「統合ビューア」を確認し、アラートビューアのログからエラーが発生していないことを確認し、フォルダシステムを確認する	<input type="checkbox"/> 問題なし <input type="checkbox"/> 問題あり <input type="checkbox"/> 点検実施せず (理由を備考欄に記入)		
	タスクスケジューラ	バックアップの正常取得の確認	「管理ツール」→タスクスケジューラを開き、バックアップが正常に取得されていることを調査し、バックアップ取得日が日々更新されていることを調査する	<input type="checkbox"/> 問題なし <input type="checkbox"/> 問題あり <input type="checkbox"/> 点検実施せず (理由を備考欄に記入)		
その他	リモート接続	遠隔からリモート接続可能か確認	弊社事業所、もしくは点検者が遠隔したPCからリモート接続可能であることを調査する ※接続できない場合、セブンを再起動する。またはセブンを導入されたコンピュータで「コンピュータの管理」→「サービス」を開き、「SymantecAnywhere Host Service」の再起動を試みる	<input type="checkbox"/> 問題なし <input type="checkbox"/> 問題あり <input type="checkbox"/> 点検実施せず (理由を備考欄に記入)		
	機材清掃	清掃の実施	専用ブラシ等を用いて、本体の排気口(ファン)回りを重点にホコリを取り除く。可能な背面側のホコリも同様に清掃する	<input type="checkbox"/> 清掃 <input type="checkbox"/> 清掃実施せず (理由を備考欄に記入)		

特記事項

■ PSP-WEB-SV-01

	点検対象	点検内容	点検方法	点検結果	備考	
ハード	サーバー本体	正常稼働の確認	本体前面のランプを確認する。特に、HDD障害を示す「DISKランプ」が点灯していないことを調査する	<input type="checkbox"/> 問題なし <input type="checkbox"/> 問題あり <input type="checkbox"/> 点検実施せず (理由を備考欄に記入)		
	モニター	正常表示の確認	画面の色味の劣化、ちがつき、ゆがみなどが発生していないことを調査する	<input type="checkbox"/> 問題なし <input type="checkbox"/> 問題あり <input type="checkbox"/> 点検実施せず (理由を備考欄に記入)		
	周辺機器 ※UPS、外付けHDD含む	正常稼働の確認	周辺機器の前面ランプ等を確認し、点滅、消灯、エラーを示す点灯がないことを調査する	<input type="checkbox"/> 問題なし <input type="checkbox"/> 問題あり <input type="checkbox"/> 点検実施せず (理由を備考欄に記入)		
	マウス、キーボード	操作、入力の確認	マウスの軌跡はスムーズか、ダブルクリックの動作は正常か、メモ帳などに文字入力し、反応しないキーがないことを調査する	<input type="checkbox"/> 問題なし <input type="checkbox"/> 問題あり <input type="checkbox"/> 点検実施せず (理由を備考欄に記入)		
	ケーブル類	本体接着の確認	本体に差し込まれたコネクタのランプが点滅、消灯していないか、抜け、ゆるみはないか、ケーブルに傷はないかなど、目視または実際に触れてみて調査する	<input type="checkbox"/> 問題なし <input type="checkbox"/> 問題あり <input type="checkbox"/> 点検実施せず (理由を備考欄に記入)		
ソフト	イベントビューア	システムログの確認	【管理ツール】→【イベントビューア】→Windowsログを開き、6ヶ月もしくは前回検査の間に特定のエラー、警告などが発生していないことを調査する	<input type="checkbox"/> 問題なし <input type="checkbox"/> 問題あり <input type="checkbox"/> 点検実施せず (理由を備考欄に記入)		
		アプリケーションログの確認	【管理ツール】→【イベントビューア】→Windowsログを開き、6ヶ月もしくは前回検査の間に特定のエラー、警告などが発生していないことを調査する	<input type="checkbox"/> 問題なし <input type="checkbox"/> 問題あり <input type="checkbox"/> 点検実施せず (理由を備考欄に記入)		
	デバイスマネージャ	デバイスマネージャの確認	アイコンに「x」マークが出ていないかなど、使用できない装置がないことを調査する	<input type="checkbox"/> 問題なし <input type="checkbox"/> 問題あり <input type="checkbox"/> 点検実施せず (理由を備考欄に記入)		
	PowerChute	UPSの正常確認	【プログラム】→【APC Powershute】を開き、「ステータス」が正常であり、バッテリー消耗などがいないことを調査する。 「リスクアセスメント」のリスクレベル値を右に記載 (リスクアセスメント :) (バッテリー稼働期間:)	<input type="checkbox"/> 問題なし <input type="checkbox"/> 問題あり <input type="checkbox"/> 点検実施せず (理由を備考欄に記入)		
	NEO	Universal RAID Utility	RADアレイ、バッテリーの正常確認	【プログラム】→【Universal RAID Utility】→【RADビューア】からRADビューアを起動。バッテリーやディスクアレイにエラーが発生していないか調査する	<input type="checkbox"/> 問題なし <input type="checkbox"/> 問題あり <input type="checkbox"/> 点検実施せず (理由を備考欄に記入)	
			ログの確認	【プログラム】→【Universal RAID Utility】→【ログビューア】からログビューアを起動。エラーが発生していないことを調査する。	<input type="checkbox"/> 問題なし <input type="checkbox"/> 問題あり <input type="checkbox"/> 点検実施せず (理由を備考欄に記入)	
		ESRASユーティリティ	ログの確認	【プログラム】→【ESMRO ServerAgent】→【ESRASユーティリティ】を選択。【最新情報】→【システムイベントログ】/【センサ装置情報】/【保守交換部品情報】からログを調査し、エラーが発生していないことを調査する	<input type="checkbox"/> 問題なし <input type="checkbox"/> 問題あり <input type="checkbox"/> 点検実施せず (理由を備考欄に記入)	
		統合ビューア	ログの確認	【プログラム】→【ESMRO】→【統合ビューア】を選択。【オペレーションログ】と【アラートビューア】が開くので、アラートビューアのログ、そしてオペレーションログからサーバーを右クリックして「ログビューア」を確認し、データビューアのログからエラーが発生していないことを確認し、ログビューアを確認する	<input type="checkbox"/> 問題なし <input type="checkbox"/> 問題あり <input type="checkbox"/> 点検実施せず (理由を備考欄に記入)	
タスクスケジューラ	バックアップの正常取得の確認	【管理ツール】→タスクスケジューラを開き、バックアップが正常に取得されていることを調査し、バックアップ取得日が日々更新されていることを調査する	<input type="checkbox"/> 問題なし <input type="checkbox"/> 問題あり <input type="checkbox"/> 点検実施せず (理由を備考欄に記入)			
その他	リモート接続	遠隔からリモート接続可能か確認	弊社事業所、もしくは点検者が携来したPCからリモート接続可能であることを調査する ※接続できない場合、セマンを再起動する。またはセマンが導入されたコンピュータで「コンピュータの管理」→【サービス】を開き、「Symantec pcAnywhere Host Service」の再起動を試みる	<input type="checkbox"/> 問題なし <input type="checkbox"/> 問題あり <input type="checkbox"/> 点検実施せず (理由を備考欄に記入)		
	機材清掃	清掃の実施	専用ブラシ等を用いて、本体の排気口(ファン)回りを重点にホコリを取り除く。可能なら背面側のホコリも同様に清掃する	<input type="checkbox"/> 清掃 <input type="checkbox"/> 清掃実施せず (理由を備考欄に記入)		
特記事項						

■ PSP-REP-SV-01

点検対象		点検内容	点検方法	点検結果	備考	
ハード	サーバー本体	正常稼働の確認	本体前面のランプを確認する。特に、HDD障害を示す「DISKランプ」が点灯していないことを調査する	<input type="checkbox"/> 問題なし <input type="checkbox"/> 問題あり <input type="checkbox"/> 点検実施せず (理由を備考欄に記入)		
	モニター	正常表示の確認	画面の色味の劣化、ちがつ、ゆがみなどが発生していないことを調査する	<input type="checkbox"/> 問題なし <input type="checkbox"/> 問題あり <input type="checkbox"/> 点検実施せず (理由を備考欄に記入)		
	周辺機器 ※UPS、外付けHDD含む	正常稼働の確認	周辺機器の前面ランプ等を確認し、点滅、消灯、エラーを示す点灯がないことを調査する	<input type="checkbox"/> 問題なし <input type="checkbox"/> 問題あり <input type="checkbox"/> 点検実施せず (理由を備考欄に記入)		
	マウス、キーボード	操作、入力の確認	マウスの軌跡はスムーズか、ダブルクリックの動作は正常か、メモ帳などに文字入力し、反応しないキーがないことを調査する	<input type="checkbox"/> 問題なし <input type="checkbox"/> 問題あり <input type="checkbox"/> 点検実施せず (理由を備考欄に記入)		
	ケーブル類	本体接着の確認	本体に差し込まれたコネクタのランプが点滅、消灯していないか、抜け、ゆるみはないか、ケーブルに傷はないかなど、目視または実際に触れてみて調査する	<input type="checkbox"/> 問題なし <input type="checkbox"/> 問題あり <input type="checkbox"/> 点検実施せず (理由を備考欄に記入)		
	イベントビューア	システムログの確認	【管理ツール】→【イベントビューア】→Windowsログを開き、6ヶ月もしくは前回検査の間に特定のエラー、警告などが発生していないことを調査する	<input type="checkbox"/> 問題なし <input type="checkbox"/> 問題あり <input type="checkbox"/> 点検実施せず (理由を備考欄に記入)		
		アプリケーションログの確認	【管理ツール】→【イベントビューア】→Windowsログを開き、6ヶ月もしくは前回検査の間に特定のエラー、警告などが発生していないことを調査する	<input type="checkbox"/> 問題なし <input type="checkbox"/> 問題あり <input type="checkbox"/> 点検実施せず (理由を備考欄に記入)		
デバイスマネージャ	デバイスマネージャの確認	アイコンに「x」マークが出ていないかなど、使用できない装置がないことを調査する	<input type="checkbox"/> 問題なし <input type="checkbox"/> 問題あり <input type="checkbox"/> 点検実施せず (理由を備考欄に記入)			
ソフト	PowerChute	UPSの正常確認	【プログラム】→【APC Powerchute】を開き、「ステータス」が正常であり、バッテリー消耗などがいないことを調査する。 「リスクアセスメント」のリスクレベル値を右に記載 (リスクアセスメント :) (バッテリー稼働時間:)	<input type="checkbox"/> 問題なし <input type="checkbox"/> 問題あり <input type="checkbox"/> 点検実施せず (理由を備考欄に記入)		
	NEC	Universal RAID Utility	RAIDアレイ、バッテリーの正常確認	【プログラム】→【Universal RAID Utility】→【RAIDビューア】からRAIDビューアを起動。バッテリーやディスクアレイにエラーが発生していないか調査する	<input type="checkbox"/> 問題なし <input type="checkbox"/> 問題あり <input type="checkbox"/> 点検実施せず (理由を備考欄に記入)	
			ログの確認	【プログラム】→【Universal RAID Utility】→【ログビューア】からログビューアを起動。エラーが発生していないことを調査する。	<input type="checkbox"/> 問題なし <input type="checkbox"/> 問題あり <input type="checkbox"/> 点検実施せず (理由を備考欄に記入)	
		ESRASユーティリティ	ログの確認	【プログラム】→【ESMRO ServerAgent】→【ESRASユーティリティ】を選択。【最新情報】→【システムイベントログ】/【センサ装置情報】/【保守交換部品情報】からログを調査し、エラーが発生していないことを調査する	<input type="checkbox"/> 問題なし <input type="checkbox"/> 問題あり <input type="checkbox"/> 点検実施せず (理由を備考欄に記入)	
		統合ビューア	ログの確認	【プログラム】→【ESMRO】→【統合ビューア】を選択。【オペレーションログ】と【アラートビューア】が開くので、アラートビューアのログ、そしてオペレーションログからサーバーを右クリックして「ログビューア」を確認し、データビューアのログからエラーが発生していないことを確認し、ログビューアを確認する	<input type="checkbox"/> 問題なし <input type="checkbox"/> 問題あり <input type="checkbox"/> 点検実施せず (理由を備考欄に記入)	
	タスクスケジューラ	バックアップの正常取得の確認	【管理ツール】→タスクスケジューラを開き、バックアップが正常に取得されていることを調査し、バックアップ取得日が日々更新されていることを調査する	<input type="checkbox"/> 問題なし <input type="checkbox"/> 問題あり <input type="checkbox"/> 点検実施せず (理由を備考欄に記入)		
	その他	リモート接続	遠隔からリモート接続可能か確認	弊社事業所、もしくは点検者が携来したPCからリモート接続可能であることを調査する ※接続できない場合、セマンを再起動する。またはセマンが導入されたコンピュータで「コンピュータの管理」→【サービス】を開き、「Symantec pcAnywhere Host Service」の再起動を試みる	<input type="checkbox"/> 問題なし <input type="checkbox"/> 問題あり <input type="checkbox"/> 点検実施せず (理由を備考欄に記入)	
機材清掃	清掃の実施	専用ブラシ等を用いて、本体の排気口(ファン)回りを重点にホコリを取り除く。可能なら背面側のホコリも同様に清掃する	<input type="checkbox"/> 清掃 <input type="checkbox"/> 清掃実施せず (理由を備考欄に記入)			
特記事項						

定期点検チェック表 【区分: 訪問】

※施設内で点検不要の項目があれば項目全体を斜線(／)、またはアミかけ()すること

施設名		点検実施者	印
点検日時		保存期間※	年 月 日

※ユーザー側で必要な場合はご記入ください

■SQLServer2012のエラーログ内容の確認 【点検条件】SQLServerが導入されているコンピュータで調査する

点検対象	点検内容	点検方法	点検結果	備考
SQLServer2012のERRORLOG	エラーの有無	D:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL\LOGを開き、ERRORLOGの内容を確認し、ログの中に「エラー」といったメッセージがないか確認する	<input type="checkbox"/> 問題なし <input type="checkbox"/> 問題あり <input type="checkbox"/> 点検実施せず (理由を備考に記載)	
トランザクションログ	サイズが肥大化していないか	トランザクションログファイル(bsplog等)のサイズに異常はないことを確認する	<input type="checkbox"/> 問題なし <input type="checkbox"/> 問題あり <input type="checkbox"/> 点検実施せず (理由を備考に記載)	
バックアップファイル	正しく取得されているか	SQL_BackUpフォルダを開き、「master」「model」「msdb」「pss」ファイルが本日付で更新されていることを確認する (更新日付:)	<input type="checkbox"/> 問題なし <input type="checkbox"/> 問題あり <input type="checkbox"/> 点検実施せず (理由を備考に記載)	
バックアップスケジュール	スケジュールの設定	タスクスケジューラを開き、バックアップスケジュールが正しく設定されていることを確認する	<input type="checkbox"/> 問題なし <input type="checkbox"/> 問題あり <input type="checkbox"/> 点検実施せず (理由を備考に記載)	
SQLServerが導入されているコンピュータ名を記入する		PSP-DCM-SV-01	バージョンを記載する	

■ExtServer/RelayServerの点検 【点検条件】ExtServerが導入されているすべてのコンピュータで、下記のとおり点検する。

点検対象	点検内容	点検方法	点検結果	備考
ExtServer.iniファイル	画像の自動削除不可設定の確認	X:\PSP\ExtServer\ExtServer.iniを開き、「[Delete]」セクションで、DeleteFlag=0(画像を自動削除しない)になっていることを確認する ※DeleteFlag=1(消す)になっていた場合、ただちに導入担当者を確認を取り、設定の是非について確認すること	<input type="checkbox"/> 問題なし <input type="checkbox"/> 問題あり <input type="checkbox"/> 点検実施せず (理由を備考に記載)	
ExtServerのログ	エラーの有無	X:\ExtServer\log\SERVERLOGを開き、主だったエラーが表示されていないことを確認する (※特定のエラーが多発していた場合、ログファイルを収集する(メッセージ:))	<input type="checkbox"/> 問題なし <input type="checkbox"/> 問題あり <input type="checkbox"/> 点検実施せず (理由を備考に記載)	
	エラーファイルの有無	X:\PSP\ExtServer\logフォルダを開き、エラーファイルがないことを確認する。※エラーファイルが存在した場合、ファイル名先頭の「Err_」を削除。正常にストレージされることをログ等で確認する	<input type="checkbox"/> 問題なし <input type="checkbox"/> 問題あり <input type="checkbox"/> 点検実施せず (理由を備考に記載)	
	ログファイルのサイズ確認	X:\PSP\ExtServer\logフォルダを開き、容量が大きいログ(※1)があった場合はリネーム(※2)する。そしてリネーム後に新規ログファイルが作成されることを確認する ※1…約1MBを目途にする。 ※2…「SERVERLOG.BAK」「SERVERLOG.BAK1」…etc	<input type="checkbox"/> 問題なし <input type="checkbox"/> 問題あり <input type="checkbox"/> 点検実施せず (理由を備考に記載)	
RelayServer※のログ ※存在しない場合は不要	ログファイルのサイズ確認	X:\PSP\RelayServerフォルダを開き、容量が大きいRelayServer.*logが存在した場合はリネームして保存する。もしくは削除する	<input type="checkbox"/> 問題なし <input type="checkbox"/> 問題あり <input type="checkbox"/> 点検実施せず (理由を備考に記載)	
ExtServerが導入されているコンピュータ名をすべて記入する		PSP-DCM-SV-01	バージョンを記載する	

■EVInsiteの点検 【点検条件】EVInsiteが導入されたサーバー、またはクライアント端末で確認する(施設に導入したすべてのEVInsiteを確認する必要なし)。

点検対象	点検内容	点検方法	点検結果	備考
EVInsite	起動し、終了できるか	デスクトップ上のアイコン、もしくはX:\PSP\VEVClient\VEVClient.exeを実行し、正常に起動、そして終了できることを確認する	<input type="checkbox"/> 問題なし <input type="checkbox"/> 問題あり <input type="checkbox"/> 点検実施せず (理由を備考に記載)	
検索画面、読影画面	検索、画面を呼び出せるか	たとえば一週間分を検索し、そのとおりに検索されるかどうか。そして任意の検索結果をダブルクリックし、読影画面が正常に表示されることを確認する	<input type="checkbox"/> 問題なし <input type="checkbox"/> 問題あり <input type="checkbox"/> 点検実施せず (理由を備考に記載)	
ページング	ページングできるか	複数画像を選択して前後にページングして、スムーズに処理されることを確認する	<input type="checkbox"/> 問題なし <input type="checkbox"/> 問題あり <input type="checkbox"/> 点検実施せず (理由を備考に記載)	
タイル表示	タイル表示できるか	タイル表示がスムーズに処理されることを確認する	<input type="checkbox"/> 問題なし <input type="checkbox"/> 問題あり <input type="checkbox"/> 点検実施せず (理由を備考に記載)	
アノテーション	書き込み、保存できるか	アノテーションが正常に書き込みできて、保存できることを確認する	<input type="checkbox"/> 問題なし <input type="checkbox"/> 問題あり <input type="checkbox"/> 点検実施せず (理由を備考に記載)	
ローカル保存	ローカル保存ができるか	ローカル保存が正常にできることを確認する	<input type="checkbox"/> 問題なし <input type="checkbox"/> 問題あり <input type="checkbox"/> 点検実施せず (理由を備考に記載)	
MPR	MPRが表示されるか	MPRがスムーズに処理されることを確認する	<input type="checkbox"/> 問題なし <input type="checkbox"/> 問題あり <input type="checkbox"/> 点検実施せず (理由を備考に記載)	
EV Insiteを点検したコンピュータ名を記入する		PSP-BAK-PC-01	バージョンを記載する	

■EVReportの点検 【点検条件】EVReportクライアントが導入されたサーバー、または端末一台で確認する(施設に導入したすべてのEVReportを確認する必要なし)。

点検対象	点検内容	点検方法	点検結果	備考
EVReport	起動、ログイン、終了できるか	正常に起動、ログイン、終了できることを確認	<input type="checkbox"/> 問題なし <input type="checkbox"/> 問題あり <input type="checkbox"/> 点検実施せず (理由を備考に記載)	
患者検索	患者一覧が表示されるか	患者一覧が正常に表示されることを確認	<input type="checkbox"/> 問題なし <input type="checkbox"/> 問題あり <input type="checkbox"/> 点検実施せず (理由を備考に記載)	
所見入力	所見画面が表示されるか、 所見を入力できるか	患者一覧から任意の患者を選択し、所見画面が正常に表示されること、所見が入力できることを確認	<input type="checkbox"/> 問題なし <input type="checkbox"/> 問題あり <input type="checkbox"/> 点検実施せず (理由を備考に記載)	
	画面を貼り付けできるか	所見画面の右側にある所見画像を右クリックし、任意の画像を張り付けできるか確認する	<input type="checkbox"/> 問題なし <input type="checkbox"/> 問題あり <input type="checkbox"/> 点検実施せず (理由を備考に記載)	
過去所見	過去所見が表示されるか	所見画面の現在所見タブの隣にある、「過去所見」タブを選択し、正常に表示されるか確認する	<input type="checkbox"/> 問題なし <input type="checkbox"/> 問題あり <input type="checkbox"/> 点検実施せず (理由を備考に記載)	
	キー画像が表示されるか	過去所見に張り付けられたキー画像が正常に表示されるか確認する	<input type="checkbox"/> 問題なし <input type="checkbox"/> 問題あり <input type="checkbox"/> 点検実施せず (理由を備考に記載)	
改訂	改訂が処理されるか	改訂ボタンを押し、過去所見へ画像が貼り付けできるか確認する	<input type="checkbox"/> 問題なし <input type="checkbox"/> 問題あり <input type="checkbox"/> 点検実施せず (理由を備考に記載)	
ビューア連携	ビューアが呼び出せるか	EVボタンを押し、ビューアが呼び出せるか確認する	<input type="checkbox"/> 問題なし <input type="checkbox"/> 問題あり <input type="checkbox"/> 点検実施せず (理由を備考に記載)	
印刷プレビュー	印刷プレビューを呼び出せるか	印刷プレビューが呼び出せるか確認する	<input type="checkbox"/> 問題なし <input type="checkbox"/> 問題あり <input type="checkbox"/> 点検実施せず (理由を備考に記載)	
キー画像保存先の容量	キー画像の保存先HDD容量は十分か	レポートサーバーで、レポートキー画像を保存しているドライブ(通常はD)の空き容量は十分か確認する	<input type="checkbox"/> 問題なし <input type="checkbox"/> 問題あり <input type="checkbox"/> 点検実施せず (理由を備考に記載)	
連携モジュール	各モジュールが起動しているか	レポートが導入されたサーバーで、タスクトレイに各連携モジュールがアイコンが表示されていることを確認する	<input type="checkbox"/> 問題なし <input type="checkbox"/> 問題あり <input type="checkbox"/> 点検実施せず (理由を備考に記載)	
EVReportを点検したコンピュータ名を記入する		PSP-BAK-PC-01	バージョンを記載する	

■Duptoolの点検 【点検条件】Duptoolが導入されたサーバーで確認する

点検対象	点検内容	点検方法	点検結果	備考
Duptoolの起動確認	正常に起動しているか	タスクバーにDuptoolのアイコンが表示されていることを確認。落として、正常に起動できることを確認	<input type="checkbox"/> 問題なし <input type="checkbox"/> 問題あり <input type="checkbox"/> 点検実施せず (理由を備考に記載)	
バックアップの確認	正常にバックアップできているか	設定ファイルに記載のあるバックアップフォルダに正常に画像ファイルがバックアップされているか確認	<input type="checkbox"/> 問題なし <input type="checkbox"/> 問題あり <input type="checkbox"/> 点検実施せず (理由を備考に記載)	
Duptoolのログ	エラーログのサイズ確認	エラーログのファイルサイズの確認。異常に大きくなっていないか確認する	<input type="checkbox"/> 問題なし <input type="checkbox"/> 問題あり <input type="checkbox"/> 点検実施せず (理由を備考に記載)	
	エラーログの確認	エラーログの確認。同様のエラーが頻発していないことを確認する	<input type="checkbox"/> 問題なし <input type="checkbox"/> 問題あり <input type="checkbox"/> 点検実施せず (理由を備考に記載)	
Duptoolが導入されているコンピュータ名を記入する		PSP-DCM-SV-01	バージョンを記載する	

特記事項: