

定期点検項目表

No	点 検 項 目	9月	12月	3月	備 考
	点 検 タイ プ	A	B	C	
1. 温湿度の確認					
(1)	検査室の温湿度の確認	○	○	○	
2. ガントリーの動作確認（通常点検）					
(1)	ガントリーディスプレイライトの確認	○	○	○	
(2)	E-Stopボタンの動作確認	○	○	○	
(3)	患者チルトセンターの確認	○	○	○	
3. レーザーアライメントライトの確認					
(1)	インターナルアライメントライト		○		
(2)	インターナル/エクスターナルアライメントライトの距離の確認		○		
4. システムオプションの確認					
(1)	カーディアックオプションの確認	カーディアックオプション無しのため非該当			
(2)	Nemotoインジェクターの確認	GEHCJはメンテナンスしないため非該当			
5. コリメーターの確認					
(1)	コリメーター開口部とフィルター位置の確認とコリメーター動作確認		○		
(2)	保護ウィンドウと開口部の確認と清掃		○		
6. ファントムの確認					
(1)	QAファントムの確認	○	○	○	
■システムシャットダウン時の確認（ガントリーカバーオフ）					
7. 通常点検					
(1)	チルト0°位置の確認		○		
(2)	緊急停止ボタンの動作確認（壁付）	設置していないため非該当			
(3)	緊急停止ボタン動作時のUPSパワーオフの確認	設置していないため非該当			
(4)	ガントリーカバーケーブルの確認	○			
8. コンソールの清掃と確認（通常点検）					
(1)	コンポーネントフィルター、ファン、グリルの清掃	○	○	○	
(2)	ファンの目視確認	○	○	○	
(3)	アンカーの締め付け確認（必要な場合のみ）	アンカー固定していないため非該当			
9. スリッピングとブラシブロックの確認と点検					
(1)	スリッピングの清掃	○	○	○	
(2)	スリッピングトラックの確認	○	○	○	
(3)	ブラシブロックの清掃	○	○	○	
(4)	ブラシチップの確認	○	○	○	
10. ガントリーベルトテンションの調整					
(1)	ガントリーベルトテンションの調整と確認		○		
11. ガントリーフィルター清掃					
(1)	DASディテクタープレナムフィルターの清掃	○	○	○	
(2)	ディテクターフェイスプレートの清掃	○	○	○	
(3)	ガントリーヒーターフィルターの清掃	○	○	○	
(4)	ガントリートップカバーファンの清掃	○	○	○	
(5)	ガントリー回転で干渉無きことを確認	○	○	○	
12. 油圧チルトポンプ（油漏れの確認）					
(1)	油圧チルトシリンダ及び継手の確認		○		
(2)	油圧チルトポンプとリザーバーの確認		○		
13. 分電ユニットの確認					
(1)	分電ユニットの清掃と内部確認		○		

定期点検項目表

No	点 検 項 目	9月	12月	3月	備 考
	点 検 タイ プ	A	B	C	
(2)	分電ユニットの電気部品の確認		○		
(3)	分電ユニットの全コネクタのトルク確認		○		
(4)	分電ユニットのアンカーボルトの確認	アンカー固定していないため非該当			
14. エンコーダー					
(1)	ローテーションエンコーダーホイールの確認		○		
(2)	エンコーダーの交換		○		
■システム起動時の確認（ガントリーカバーオフ）					
15. 通常点検					
(1)	UPSのパワーオンと動作確認	設置していないため非該当			
(2)	プレナムファンの動作確認	○	○	○	
(3)	ベアリングのグリスアップ	必要に応じて実施			
16. X線管用ヒートエクスチェンジャーとポンプ					
(1)	ヒートエクスチェンジャーの清掃と確認		○	○	
(2)	インバーターファンの清掃と確認		○	○	
17. ガントリーの確認					
(1)	高圧システムの確認（HV Tank Resistor Verification）			○	
(2)	高圧システムの確認（Meter Verification）			○	
(3)	HHSスキュンの実施			○	
■システム起動時の確認（ガントリーカバーオン）					
18. 通常点検					
(1)	スキュンウィンドウの確認と清掃	○	○	○	
(2)	ガントリーローテーションのクリアランス確認	○	○	○	
19. 患者テーブルの清掃と確認					
(1)	テーブルパンの清掃と確認	LITE TABLEのため非該当			
(2)	テーブルアンカーの確認	LITE TABLEのため非該当			
(3)	ドライブベルトの確認	LITE TABLEのため非該当			
(4)	ローラーの清掃	LITE TABLEのため非該当			
(5)	テーブルレールのグリスアップ	LITE TABLEのため非該当			
(6)	テーブルレグベアリングのグリスアップ	LITE TABLEのため非該当			
(7)	ベアリングリテーナの確認	LITE TABLEのため非該当			
(8)	フラットテーブルトップマウントの確認	LITE TABLEのため非該当			
(9)	テーブルカバーの確認	LITE TABLEのため非該当			
10)	クレードルアクセサリの取付確認	○			
11)	テープスイッチの確認	○			
■点検終了時確認					
20. システムスキュンテスト					
(1)	シリーズ1（スカウト／オートボイス）	○	○	○	
(2)	シリーズ2（アキシャル／チルト）	○	○	○	
(3)	シリーズ3（ヘリカル／オートボイス）	○	○	○	
(4)	X線インジケータの点灯を確認	○	○	○	
(5)	スキュンコントロールボタンテスト	○	○	○	
21. 点検終了時確認					
(1)	品質保証テスト			○	
22. 点検終了時確認					
(1)	システムステートの保存			○	
(2)	点検記録の更新と保管	○	○	○	
(3)	点検記録文書作成	○	○	○	
(4)	検査員への報告	○	○	○	